

Ons eigen bedwand paneel, opgebouwd uit  
hoogwaardige componenten

# M-Care: BS900




Standaard LED verlichting

Inbouw van alle type E- componenten  
en medische gasventielen.

HPLfrontplaat met hout- of effen,  
Afwerking naar keuze.





Naar uw wens en situatie te produceren

Opgebouwd uit Modulaire aluminium profielen

A-merk Schakelmateriaal: PEHA

LED modules: Osram: Algemene- en leesverlichting



Voldoende indirecte verlichting om de hele ruimte te verlichten



Niet verblindende optieken voor de patiënt.

